



Varenummer 226811

## Skyllevæske, 30 ml, NaCl 0,9%, isotonisk, steril



### Produktbeskrivelse

Steril skyllevæske af isotonisk NaCl 0,9%. Anvendes til skylning af sår og øjne. Til soignering af sår og hud. Kan desuden anvendes til skylning af øjne, til fyldning af vandfordamper, samt til skylning og rengøring af instrumenter. Må ikke anvendes til IV brug. Er til engangsbrug og kasseres efter brug. Bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn.

**STERILE**

### Specifikationer

|                                    |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                  | Skyllevæske                                                                                                                                         |
| Features                           | NaCl 0,9%, isotonisk, steril                                                                                                                        |
| Engangs/flergangs                  | Engangs                                                                                                                                             |
| Ingredienser/sammensætning         | Natriumklorid 0,9%, flaske af PE, natriumchlorid 9g aqua ad iniectabilia ad 1000 ml. Osmolal. ca./n.300 mosm/kg H <sub>2</sub> O. pH ca/n.6. ISOTON |
| Rumindhold, netto                  | 30 ml                                                                                                                                               |
| Certifikater                       | CE                                                                                                                                                  |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Må ikke bruges til injektion. Bruges kun hvis væsken er klar og beholderen intakt.                                                                  |
| Holdbarhed                         | 3 år                                                                                                                                                |
| Holdbarhed, åbnet                  | 24 timer håndteret rent, til samme patient                                                                                                          |
| Opbevaringsinstruktioner           | Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.                                                                                                         |
| Bortskaffelse af produkt           | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.                                                                                                 |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genbruges eller forbrændes.                                                                                                                     |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde   | EAN |
|-------|------------|--------|--------|---------|-----|
| kl    | 100 stk    | 44 cm  | 12 cm  | 15.4 cm |     |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

**STERILE**

Produktet er sterilt